



## 導入の介護アシスト機器のご紹介

# 東急ウェリナケア旗の台



東急ウェリナケア旗の台では  
 ご入居者の更なる安全・安心のため  
 最新の介護アシスト機器を導入しています。

### 介護アシスト機器

1

## HitomeQ ひとめく

すべての居室に行動分析センサーを設置。  
 介護スタッフが持つスマートフォンとシステム管理サーバーを接続することで  
 ご入居者を見守ります。



#### 状況を「見て行動」

起床、離床、転倒・転落、ケアコールの通知時に入居者様の様子が映像で確認可能となり、状況を判断してから行動することができます。

※ご入居者様のプライバシー保護 起床、離床、転倒・転落、ケアコールの通知時がない限り、スマートフォンから入居者様の様子を確認することはできません。

#### 胸の動きによる体動異常通知で「安否確認」

呼吸による体動の異常を通知できるため、スタッフの人数が少ない夜間の巡回業務負担を軽減できます。

#### 転倒・転落時の「エビデンス」

転倒・転落発生時、事故前後の状況が動画で記録できるため、原因究明や適切なケアを行うことができます。

\*ご入居者様のプライバシー保護 転倒・転落時以外は映像記録されません。

#### その場で「ケア記録作成」

介護スタッフはスマートフォンを使い、その場でケア記録の入力ができます。記入ミスや転記ミスを防止し、記録作成時間を削減できます。

#### 即時・確実な「情報共有」

スマートフォンを使いリアルタイムに入居者様情報を他のスタッフ様に配信できるため、情報共有の時間を削減できます。

#### 入居者様の自立を促す「お声がけ」

起床、離床、転倒・転落、ケアコールの通知時に入居者様の様子を映像で確認できるため、状況を見ながらお声がけができます。事実に応じて入居者様に行動を促すことで「自立支援」につながります。

### 介護アシスト機器


2

## 超低床ベッド

低床にすることで、ベッドからの転落を無くせます。  
 他にも、起き上がり時の体のズレを抑えられるなど多機能なベッドです。



15cm~55cm



#### 高さ調整

最も低い状態で床から15cm。万一転落した時の衝撃を緩和できます。また、高さは55cmまでの調節ができ立ちあがりやケアする方にも配慮しました。

0°~75°



#### 背上げ


静かにスムーズに75°まで、無段階に背上げができます。



#### 背足連動

起き上がるときの体のズレを抑えて骨盤を起こし、安定して座ることができます。

0°~30°



#### 足上げ

膝を上げた際の足先角度が、山なりと水平に切替ができることで、足のむくみを予防できます。