



導入の介護アシスト機器のご紹介

東急ウェリナケア自由が丘



東急ウェリナケア自由が丘では
 ご入居者の更なる安全・安心のため
 最新の介護アシスト機器を導入しています。

介護アシスト機器 1 **眠りSCAN**

マットレスの下に敷いて人の体動を捉えることで、睡眠状態に加え、起き上がりや離床・在床および就床時の呼吸数をリアルタイムで確認できます。

マットレスの下に敷いて体の動きを捉え、スタッフのパソコンやスマートフォンにご入居者の睡眠状態などをリアルタイムで表示できるシステムです。

1. 身体に何も装着することなくマットレスの下に敷くだけで精度の高い睡眠状態が確認できます。
 → 測定データの活用で、生活習慣の問題把握や対策の立案、効果の確認がしやすくなります。

2. 居室での睡眠・覚醒・起き上がり離床・および就床時の呼吸数をリアルタイムで確認できます。
 → ご入居者の睡眠を妨げない。
 ・スタッフの効率的な業務が行えます。

介護アシスト機器 2 **超低床ベッド**

低床にすることで、ベッドからの転落を無くせます。他にも、起き上がり時の体のズレを抑えられるなど多機能なベッドです。

高さ調整 最も低い状態で床から15cm。万一転落した時の衝撃を緩和できます。また、高さは55cmまでの調節ができ立ちあがりやケアする方にも配慮しました。

15cm～55cm

背上げ 静かにスムーズに75°まで、無段階に背上げができます。

0°～75°

背足連動 起き上がり時の体のズレを抑えて骨盤を起こし、安定して座ることができます。

足上げ 膝を上げた際の足先角度が、山なりと水平に切替ができることで、足のむくみを予防できます。

0°～30°

介護アシスト機器 3 **マットレス**

優れた体圧分散性と構造で床ずれ防止や安定した起き上がりの姿勢を叶えます。

- ・ストレッチグライドマットレス
- ・ストレッチスリムマットレス

床ずれを防止 性質の異なるウレタンフォームを2層追加し、静止型マットレスで最高クラスの体圧分散性。

寝ている時 寝返りが打ちやすい身体が動きやすい自然な寝姿勢

起きる時 身体のズレを軽減

腰部と大腿部を支えて、荷重のかかる臀部はやわらかい素材で浮かせるように支える構造

ベッドの背上げに合わせてマットレスが伸び、身体のズレを軽減

※ストレッチスリムマットはグライドマットレスの下層と同機能です。

介護アシスト機器 4 **低床タイプ立ち上がりリフト**

座位からの立ちあがりや着座をサポートする小型の電動リフトです。

立ったまま移動・方向転換をさせることができ、また臀部で体重を支えないので排泄助に適しています。

- ・トイレでの立ち上がり、立位保持
- ・ベッドから車椅子への移乗
- ・車いすから椅子への移乗
- ・車いす上での座り直し

ご入居者やスタッフの負担軽減